

Alternerende pomp Basic

verhuurcode: S02000ESVH

Uw comfort,
onze zorg.



bestelcode: ECM250EL

Foto's zijn niet bindend en louter informatief.

infociche verhuur

- **Doel:**
 - hulpmiddel bij het voorkomen van doorligwonden
- **Indicaties bij:**
 - een cliënt die een verhoogd risico heeft op het krijgen van doorligwonden (langdurig stilliggen, magere personen, incontinentieproblemen, huidwonden, ...)
 - bij twijfel neem je contact op met de behandelende arts, de verpleegkundige of ergotherapeut

AANDACHT

Bij deze antidecubituspomp moet men een antidecubitusmatras kopen. Dit om hygiënische redenen. (ref. ECM250EL)

- **Productinformatie:**
 - totaal gewicht matras: 2,2 kg; totaal gewicht pomp: 1,2 kg
 - antidecubituspomp 4,5 l - 6 l/m met drukregeling
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - De matras vervangt niet de bestaande matras en moet er bovenop gelegd worden!