

LIFT AKS-DUALO AKTIF ref. S87011

Uw comfort,
onze zorg.

**De mobiele, actieve patiëntenlift
voor dagelijks gebruik.**

- eenvoudig te hanteren en te transporteren
- mechanische spreiding
- opvouwbaar en demonteerbaar



optionele kuitgordel
ref. S79716

De actieve lift om zich eenvoudig op te richten!

LIFT AKS-DUALO AKTIF ref. S87010

Uw comfort,
 onze zorg.

Referentie aks-Dualo Aktif: S87011
 aks-mini-Dualo Aktif: S87111
 inclusief lader (S17219) met kabel (S75107) (foto 6)

Specificaties De aks-Dualo Aktif is zeer functioneel en eenvoudig te bedienen. De persoon wordt niet zittend, maar rechtstaand getransporteerd. Zo wordt de patiënt aangespoord om actief deel te nemen en worden de spieren versterkt. De aks-Dualo Aktif kan zonder gereedschap in een handomdraai dichtgevouwen worden om makkelijk te transporteren of op te bergen. (foto 1)

Voordelen

- veilige transfer in staande positie (foto 2) door:
 - verstelbare scheenbeensteun
 - goed gevormde draagarm
 - gepolsterde gordel
- opvouwbaar
- wielen: vooraan: dubbele wielen, 100 mm
 achteraan: vergrendelbare enkele wielen, 75 mm
- afneembaar accupack (foto 3)
- meer zekerheid door de mechanische nooddaling (foto 4)
- noodstop bij elektrische storingen (foto 5)
- ergonomische handbediening met grote toetsen

Opties

- extern oplaadstation
- extra accupack
- kuitgordel
- tildoeken

Technische data

Gewicht patiënt max. 150 kg

Gewicht lift aks-Dualo Aktif: 39,3 kg (zonder beugel & gordel)
 aks-mini-Dualo Aktif: 38,5 kg (zonder beugel & gordel)

Netspanning 24V AC, 50Hz

Veiligheidsklasse II (beveiliging IP X4)

Garantie 24 maanden op mechanische en elektrische componenten

Veiligheidsnormen Dit product voldoet aan de fundamentele eisen van richtlijn 93/42/EG voor medische toestellen.

Afmetingen

	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Min. tilhoogte	Max. tilhoogte	Totaal gewicht	Max. belasting
aks-Dualo Aktif	129 cm	64,3 - 92 cm	128,3 cm	118,3 cm	199 cm	39,3 kg	150 kg
aks-mini-Dualo Aktif	108 cm	64,3 - 82,5 cm	119,5 cm	103,2 cm	184,6 cm	38,5 kg	150 kg

