

Passieve tillift: aks Foldy

verhuurcode: S75000ESVH

Uw comfort,
onze zorg.



Foto's zijn niet bindend en louter informatief.

infociche verhuur

- **Doel:**
een transferhulpmiddel voor transfers vanuit bed of naar bed, (rol)stoel, toilet(stoel), enz.
- **Indicaties bij:**
 - een cliënt die geen of zeer beperkte sta-functie heeft
 - een cliënt die niet in staat is om zonder gewichtsontlastende hulp op te staan of te gaan zitten
 - een cliënt die niet in staat is om zelfstandig met gebruik van een glijplank of oprichter zich te verschuiven naar bijvoorbeeld een rolstoel of toilet
 - cliënten die zwaarder wegen dan 25 kg
- **Productinformatie:**
 - totale hoogte: 130 cm
 - minimale tilhoogte: 81 cm
 - maximale tilhoogte: 201,5 cm
 - lengte: 129 cm
 - totale breedte: 64 tot 92 cm (via pedalen regelbaar)
 - totaal gewicht: 38 kg
 - achteraan vergrendelbare enkele wielotjes
 - gewicht patiënt: maximaal 150 kg
 - opvouwbaar
- **AANDACHT!**
 - bij een passieve tillift worden de voeten van de vloer getild; een passieve tillift moet gebruikt worden bij cliënten die zichzelf niet meer of nauwelijks kunnen verplaatsen of een te beperkte sta-functie hebben voor een actieve tillift
 - er wordt standaard een gordel maat 'M' meegeleverd (zie fiche 'gordels')
 - er moet altijd voldoende ruimte aanwezig zijn om met een tillift te kunnen manoeuvreren