

alterneringsmatras & pomp

verhuurcode: VH934

Uw comfort,
onze zorg.

infociche verhuur



Foto is niet bindend en louter informatief.

- **Doel:** hulpmiddel bij het behandelen van doorligwonden (graad 3-4)
- **Indicaties bij:**
 - een cliënt die een verhoogd risico heeft op het krijgen van doorligwonden (langdurig stilliggen, magere personen, incontinentieproblemen, huidwonden, ...)
 - een cliënt die doorligwonden heeft
 - bij twijfel neem je contact op met de behandelende arts, de verpleegkundige of ergotherapeut
- **Productinformatie:**
 - gewicht patiënt maximaal 150 kg
 - totaal gewicht matras (Eazyflow 934ST) 10,5 kg, antidecubituspomp (Digilux) 2 kg;
 - totaal matras: 3-wegsysteem, 20 cellen, afmetingen: 20 x 83 x 200 cm
 - matras beschikt over een CPR-knop;
 - De matrassen zijn standaard voorzien van T-connectoren (Quick-release) waarbij elke cel afzonderlijk kan weggehaald en/of vervangen kan worden. Dit is een uiterst handige toepassing wanneer er totaal geen druk op een wonde mag komen.

Nota: Dit product wordt geleverd in een speciale draagzak met gebruiksaanwijzing.